

# DIGITAL BREATHALYZER



## AF-23

Alcofind AF-23 ditujukan untuk penggunaan pribadi, miliki fitur fuel cell sensor dan mudah untuk dibawa.

### FITUR

- Fuel cell sensor
- Memori hanya menyimpan hasil tes sebelumnya
- Peringatan baterai lemah
- Alat mati secara otomatis
- Tampilan tes berupa angka

### ISI PAKET

- ALCOFIND AF-23
- Dua buah baterai alkaline
- 3 buah mouthpiece
- Instruksi manual



KEMENKES RI AKL  
10103027116

### SPESIFIKASI

Indikasi B.A.C	0.000 ~ 0.400%BAC 0.00 ~ 4.00‰ 0.00 ~ 2.00mg/l
Akurasi	+/- 0.0075%BAC pada 0.1%BAC pada 25°C +/- 0.075‰ pada 1.0‰ pada 25°C +/- 0.0375mg/l pada 0.50mg/l pada 25°C
Sensor	Fuel cell
Baterai	2 buah baterai AAA alkaline
Daya tahan baterai	Sekitar 1000 tes
Dimensi	51mm x 109mm x 18mm
Berat	84g termasuk baterai
Kalibrasi	Setiap 12 bulan atau setelah 500 tes

Distributor :

# DIGITAL BREATHALYZER

## AF-33

Alcofind AF-33 ditujukan untuk penggunaan pribadi dan profesional, memiliki fitur pengingat kalibrasi yang dapat membantu pengguna mendapatkan kalibrasi tepat waktu untuk menjaga tingkat akurasi.

### FITUR

- Fuel cell sensor
- 10 memori hasil tes
- Tampilan 4 digit pengukuran
- Peringatan baterai lemah
- Alat mati secara otomatis
- Tampilan tes berupa angka

### ISI PAKET


- ALCOFIND AF-33
- Dua buah baterai alkaline AAA
- 6 buah mouthpiece
- Carrying case (tas jinjing untuk penyimpanan alat)
- Instruksi Manual

KEMENKES RI AKL  
10103027117



### SPESIFIKASI

Indikasi B.A.C	0.000 ~ 0.500%BAC 0.00 ~ 5.00‰ 0.00 ~ 2.50mg/l
Akurasi	+/- 0.005%BAC pada 0.1%BAC pada 25°C +/- 0.05‰ pada 1.0‰ pada 25°C +/- 0.025mg/l pada 0.50mg/l pada 25°C
Sensor	Fuel cell
Baterai	2 buah baterai AAA alkaline
Daya tahan baterai	Sekitar 1000 tes
Dimensi	47mm x 108mm x 17mm
Berat	85g termasuk baterai
Kalibrasi	Setiap 12 bulan atau setelah 500 tes



# DIGITAL BREATHALYZER

**e**catalogue

## DA-9000

Alcofind DA-900 memiliki fitur paling canggih yang ditujukan untuk penggunaan profesional dengan tingkat realibitas yang tinggi.

DA-9000 biasa digunakan untuk institusi kepolisian, perusahaan, sekolah dan lembaga lainnya.



Mouthpiece Higienis




Print Wireless dengan port IR



Printer Portabel (opsional)



Port USB ke PC



Software Manajemen Data

KEMENKES RI AKL 10103027233

### FITUR

- Premium fuel cell sensor
- 250 memori hasil tes
- Manajemen data melalui PC/komputer
- Wireless printing dengan printer portabel
- Menu pengaturan yang dapat disesuaikan pengguna
- Grafik LCD dengan resolusi tinggi
- Tampilan 4 digit pengukuran
- Peringatan baterai lemah
- Alat mati secara otomatis
- Tampilan tes berupa angka

### ISI PAKET

- ALCOFIND DA-9000
- Dua buah baterai ukuran AA
- 10 buah mouthpiece yang dibungkus masing-masing
- Carrying case (tas jinjing untuk menyimpan alat) berbahan keras
- Hand strap (tali tangan)
- Kabel USB (PC dan printer)
- PC Program instal CD
- Printer (opsional)
- Instruksi Manual

### SPESIFIKASI

Indikasi B.A.C	0.000 ~ 0.500%BAC 0.00 ~ 5.00‰ 0.00 ~ 2.50mg/l
Akurasi	+/- 0.005%BAC pada 0.1%BAC pada 25°C +/- 0.05‰ pada 1.0‰ pada 25°C +/- 0.025mg/l pada 0.50mg/l pada 25°C
Waktu pemanasan	Dalam 12 detik pada 0.50g/l(‰) Waktu pemanasan dapat bervariasi tergantung hasil B.A.C yang diukur
Sensor	Premium Fuel cell sensor
Baterai	2 buah baterai AA alkaline
Daya tahan baterai	Sekitar 1000 tes
Dimensi	58mm x 125mm x 27mm
Berat	157g termasuk baterai
Kalibrasi	Setiap 12 bulan atau setelah 500 tes

# DIGITAL BREATHALYZER



## AF-50

Alcofind AF-50 ditujukan untuk penggunaan profesional dengan tingkat realibilitas yang tinggi, memiliki fitur pengingat kalibrasi yang dapat membantu pengguna mendapatkan kalibrasi tepat waktu untuk menjaga tingkat akurasi.

AF-50 dapat digunakan untuk institusi kepolisian, sekolah, rumah sakit dan lembaga lainnya.

### FITUR

- Premium fuel cell sensor
- 100 memori hasil tes
- Pengingat kalibrasi
- Peringatan baterai lemah
- Alat mati secara otomatis
- Tampilan tes berupa angka
- OLED display
- Menu pengaturan yang dapat disesuaikan pengguna

### ISI PAKET

- ALCO FIND AF-50
- Dua buah baterai ukuran AA
- Enam buah mouthpiece
- Carrying case (tas jinjing untuk menyimpan alat) berbahan keras
- Instruksi manual

KEMENKES RI AKL  
10103027118



### SPEKIFIKASI

Indikasi B.A.C	0.000 ~ 0.500%BAC 0.00 ~ 5.00‰ 0.00 ~ 2.50mg/l
Akurasi	+/- 0.005%BAC pada 0.1%BAC pada 25°C +/- 0.05‰ pada 1.0‰ pada 25°C +/- 0.025mg/l pada 0.50mg/l pada 25°C
Sensor	Premium Fuel cell sensor
Baterai	2 buah baterai AA alkaline
Daya tahan baterai	Sekitar 1000 tes
Dimensi	60mm x 128mm x 24mm
Berat	130g termasuk baterai
Kalibrasi	Setiap 12 bulan atau setelah 500 tes