

Pink Condom



 **LKPP**
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
ecatalogue



Sertifikasi oleh :



KEMENKES RI AKL 21104024277

Kondom lateks jantan terbuat dari lateks karet alam yang diaktivasi. Permukaan keseluruhan kondom halus dan dikemas dalam bentuk digulung (rolled-up form) serta dilumasi dengan minyak silikon.



**Mencegah kehamilan
yang tidak direncanakan**



**Mencegah penyakit
seksual menular**



Standar ISO 4074

Spesifikasi

Tipe Kondom : Smooth 52 mm (P52S)
Warna : Natural
Rasa : Natural
Panjang : Minimal 180 mm
Lebar : 52 ± 2 mm

Saling **cinta**, Saling **jaga**.
Lindungi kesehatan keluarga tersayang
anda bersama PINK

FamilyDr. PINK CONDOM membantu untuk
mencegah penyakit menular seksual