



Temple Thermometer

Model: **HA500**

Rossmax Quatie Temple Thermometer merupakan termometer pelipis tanpa sentuh yang menggunakan detektor inframerah untuk mendeteksi suhu tubuh dari pelipis. Cocok digunakan untuk dewasa dan anak. Termometer ini juga dapat mendeteksi suhu sekitar.



SPESIFIKASI

Kisaran suhu pengukuran :	Mode pelipis : 34 ~ 42.2°C (93.2~108°F) Mode objek : 0 ~ 99.9°C (32 ~ 199.9°F)
Akurasi :	Mode pelipis : +/- 0.3°C (0.5°F) pada suhu 34 ~ 42.2°C (93.2 ~ 108°F). Mode objek : +/- 1°C atau +/-2°F saat mengukur suhu objek antara 0 ~ 99.9°C (atau 32 ~ 199.9°F)
Kondisi pengoperasian :	Mode pelipis : 15 ~ 40°C (59 ~ 104°F), RH <= 95%; 700 ~ 1060 hPa Mode objek : 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F), RH <= 95%; 700 – 1060 hPa
Kondisi penyimpanan dan pengangkutan :	Suhu : -25 ~ 55°C (-13 ~ 131°F), RH <=95%; 700 ~ 1060 hPa
Memori :	9 set
Resolusi tampilan :	0.1
Baterai :	AAA x 2
Berat (tanpa baterai) :	55 g (tanpa baterai)
Ukuran :	14.5 cm (P) x 3.95 cm (L) x 4.0 cm (T)
Mati otomatis :	60 detik
Daya tahan baterai :	3000 pengukuran berturut-turut atau 1 tahun dengan 1-2 pengukuran per hari termasuk mode stand-by.

