


Flexibel Tip Thermometer

Model: **TG380**

Termometer medis digital mengukur suhu tubuh manusia dengan cepat dan sangat akurat.



SPESIFIKASI

Kisaran pengukuran	:	32.0°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F)
Tampilan	:	LCD 3 1/2 digit dengan °C
Resolusi Tampilan	:	0.1
Akurasi	:	±0.1°C 35.5°C ~ 42.0°C (±0.2°F 95.9°F ~ 107.6°F); ±0.2°C di bawah 35.5°C atau di atas 42.0°C (±0.4°F di bawah 95.9°F atau di atas 107.6°F) pada suhu kamar standar 25.0°C (77°F)
Memori	:	Untuk menyimpan nilai pengukuran terakhir
Baterai	:	Satu buah baterai ukuran 1.5 V DC (SR41 atau LR41)
Daya Tahan Baterai	:	± 1500 kali pengukuran atau 1 tahun dengan 1 – 2 pengukuran per hari termasuk mode stand by
Dimensi	:	13.2x2.3x1.3cm
Berat	:	14.5 gram termasuk baterai
Alarm	:	Bunyi bip (bip-bip-bip 10 kali) ketika mencapai suhu tertinggi
Lingkungan penggunaan	:	Suhu : 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F), Kelembapan : ≤95% RH; 700 ~ 1060 hPa
Kondisi Penyimpanan dan Pengangkutan	:	Suhu : -25 ~ 55°C (-13°F ~ 131°F), kelembapan : ≤95% RH; 700 ~ 1060 hPa
Aksesoris	:	Baterai, tas, petunjuk penggunaan
Tingkat Ketahanan Air	:	Tahan air